

***Handleiding
Digitaal logboek
Antistolling***



Inhoud

Inleiding	3
1 Algemeen	5
2 Inloggen.....	6
3 Wijzigen wachtwoord	8
4 De homepage.....	9
5 Invoeren logboek.....	10
6 Overzicht logboek	11
7 Invoeren INR	12
8 Ingeomen volgens doseerschema	15
9 Invoeren doseerschema	16
10 Printen doseerschema	17
11 Overzichten raadplegen	19
11.1 Overzicht logboek.....	19
11.2 Overzicht INR	21
12 Berichten versturen en ontvangen.....	22
12.1 Berichten lezen	23
12.2 Reageren op berichten	24
12.3 Bericht schrijven	25
12.4 Het archief	26
13 Uw gegevens.....	27
14 Wachtwoord wijzigen.....	28
15 Contact.....	29
16 Voorwaarden.....	30
17 Uitloggen	31

Inleiding

Voor u ligt de handleiding voor het digitaal logboek antistolling. U vindt hierin antwoord op de vraag hoe u het digitaal logboek kunt gebruiken. Wij hopen dat u met deze handleiding het programma helemaal kunt begrijpen. Mocht u echter toch nog een vraag hebben dan kunt u ons bereiken via onderstaand adres:

<p style="text-align: center;">Portavita Zelfmeet Service Center</p> <p style="text-align: center;">Telefoon: 0900 20 20 001 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00)</p> <p style="text-align: center;">E-mail: trombose@portavita.nl</p> <p style="text-align: center;">Brief: Postbus 1287 1000 BG Amsterdam</p>

U kunt hieronder uw inlognaam en een geheugensteuntje voor uw wachtwoord invullen.

<p>Mijn inlognaam:.....</p> <p>Geheugensteuntje voor mijn wachtwoord:.....</p> <p>.....</p>

1 Algemeen

In deze handleiding worden veel verschillende zaken uitgelegd. U leest bijvoorbeeld over invoervakken, keuzerondjes, knoppen enz. Omwille van de duidelijkheid worden in deze handleiding de verschillende onderwerpen op een verschillende manier uitgebeeld:

<u>Homepage</u>	Onderstreepte tekst wordt gebruikt om hyperlinks aan te duiden
[Enter]	Blokhaken worden gebruikt om toetsen op het toetsenbord te benoemen
[ALT]+[Tab]	Twee toetsen die tegelijkertijd moeten worden ingedrukt
Opslaan	Grijze achtergrond geeft een knop op het scherm aan
Homepage	vette tekst verwijst naar een pagina op het scherm
<i>Welkom</i>	cursieve tekst geeft tekst weer die u invoert in een invoervak, bijvoorbeeld een wachtwoordveld
INR	Cursieve, vetgedrukte tekst geeft een invoervak of keuzerondje op het scherm aan
'Labmeting'	Tekst tussen aanhalingstekens beschrijft een woord in een pagina.

Om gebruik te kunnen maken van het Digitaal logboek moet uw internetprogramma aan een aantal eisen voldoen:

Windows:

- Internet Explorer 6.0 of hoger;
- Mozilla Firefox 1.5 of hoger

Apple Mac:

- Safari 2.0 of hoger
- Mozilla Firefox 1.5 of hoger

2 Inloggen

Digitaal Logboek

Inloggen Digitaal Logboek Antistolling

[Voorwaarden](#)

Toelichting

Deze website is ontwikkeld voor cliënten van trombosediensten, ter ondersteuning van de zelfmeet service. Het gebruik van deze website wordt u aangeboden door uw trombosedienst. Het biedt u een digitaal logboek en de mogelijkheid om effectief en efficiënt te communiceren met uw trombosedienst. Voor additionele informatie kunt u zich wenden tot uw trombosedienst.

Inloggen op uw persoonlijke logboek

Uw persoonlijke gegevens zijn afgeschermd voor anderen. Indien u toegang wilt tot uw persoonlijke logboek, dient u hier in te loggen.

Gebruikersnaam :

Wachtwoord :


Problemen met inloggen

Kunt u niet inloggen?
Bel het service center: 0900-2020001 (€ 0.10 pm).
Het service center is op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.00 uur.
Email: servicecenter@portavita.nl

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Open in uw internetprogramma de pagina www.digitaallogboek.nl. U ziet dan de inlogpagina. Voor de veiligheid is de applicatie voorzien van een wachtwoord. U dient in te loggen met als gebruikersnaam uw e-mailadres (bijvoorbeeld jan@planet.nl) en een wachtwoord. Dit is het wachtwoord dat u van uw trombosedienst heeft gekregen, maar dat moet u na de eerste keer inloggen veranderen.


Als u uw wachtwoord of gebruikersnaam verkeerd invoert verschijnt het volgende scherm:



U ziet een rode tekst die aangeeft dat óf de gebruikersnaam, óf het wachtwoord niet klopt. Om uw wachtwoord terug te laten zetten kunt u klikken op de link [Wachtwoord vergeten? Vraag nieuw wachtwoord aan](#). U ontvangt dan een E-mail. In deze E-mail bevindt zich een link. U moet hierop klikken, waarna uw wachtwoord opnieuw wordt ingesteld. U kunt daarna inloggen met het wachtwoord dat u van de trombosedienst gekregen had.

Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te laten stellen.

3 Wijzigen wachtwoord



Als u de eerste keer inlogt krijgt u dit scherm te zien. Het standaardwachtwoord is erg onveilig, daarom moet u het wijzigen. U mag zelf weten wat voor wachtwoord u gebruikt. Het veiligst is een combinatie van letters en cijfers. Voer uw nieuwe wachtwoord twee keer in; dit is om zeker te weten dat u het nieuwe wachtwoord correct invoert. Klik daarna op **Opslaan nieuw wachtwoord**. De homepage verschijnt.

4 De homepage

The screenshot shows the homepage of the Trombose digitaal logboek. The browser window title is 'Trombose digitaal logboek - Mozilla Firefox'. The address bar shows 'https://www.digitaallogboek.nl/'. The page content includes:

- Navigation menu (left):** Homepagina, Invoeren logboek, Invoeren INR, Invoeren dosering, Overzicht logboek, Overzicht INR, Mijn berichten, Mijn gegevens, Mijn wachtwoord, CoaguChek XS, Contact, Voorwaarden, Uitloggen.
- Header:** Homepage van Portest, P., 30-03-2006 13:52:29.
- Belangrijke gegevens:** Het doseerschema is opgeslagen. Laatste INR: 3,0 gemeten op Do 30-03-2006 om 13:52. Volgend controlebezoek TD: Do 13-04-06.
- Meest recente doseerschema:** Doseerperiode: 30-03-2006 t/m 12-04-2006. Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol. Doseerschema gemaakt op: 30-03-2006 door Portest, P. Meetintensiteit: 14 dagen. Tolerantie: 3 dagen.
- Dosing table:**

	wk 13	wk 14	wk 15
ma	27 mrt	3 apr	10 apr
di	28 mrt	4 apr	11 apr
wo	29 mrt	5 apr	12 apr
do	30 mrt	6 apr	13 apr
vr	31 mrt	7 apr	14 apr
za	1 apr	8 apr	15 apr
zo	2 apr	9 apr	16 apr

Annotations:

- De navigatiebalk:** Points to the navigation menu on the left.
- Afspraken met de trombosedienst:** Points to the 'Belangrijke gegevens' section.
- Het doseerschema:** Points to the 'Meest recente doseerschema' section and the dosing table.

De **homepage** is de plek waarvandaan u al uw gegevens kunt benaderen. Links ziet u een navigatiebalk waarmee u andere pagina's in het logboek kunt openen. Bovenin ziet u gegevens over uw afspraken met de trombosedienst en gegevens over uw meest recente doseerschema. (leeg bij nieuwe gebruikers). Onderin het scherm ziet u eventueel aan u gestuurde berichten. U kunt nu uw gegevens gaan invoeren. Dit gaat volgens een vaste volgorde:

- logboek (wat heeft u ingenomen) bijwerken
- INR meten en invoeren
- Doseerschema (wat gaat u innemen) invoeren

Klik op [Invoeren logboek](#). Het scherm **Invoeren logboek** verschijnt.

5 Invoeren logboek

Invoeren logboek 30-03-2006 14:18:03

Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol
Laatste doseerperiode: 20-02-2006 t/m 20-08-2006 (+ 7 tolerantiedagen)
Laatste INR: 5,6 gemeten op Ma 20-02-2006 om 00:00

Eerste week in beeld is **4 weken geleden**

	wk 9	dos	log	wk 10	dos	log	wk 11	dos	log	wk 12	dos	log	wk 13	dos	log
ma	27 feb	2	<input type="text" value="2"/>	6 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	13 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	20 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	27 mrt	2	<input type="text" value="2"/>
di	28 feb	2	<input type="text" value="2"/>	7 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	14 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	21 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	28 mrt	2	<input type="text" value="2"/>
wo	1 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	8 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	15 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	22 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	29 mrt	2	<input type="text" value="2"/>
do	2 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	9 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	16 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	23 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	30 mrt	2	<input type="text" value="2"/>
vr	3 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	10 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	17 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	24 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	31 mrt	-	-
za	4 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	11 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	18 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	25 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	1 apr	-	-
zo	5 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	12 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	19 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	26 mrt	2	<input type="text" value="2"/>	2 apr	-	-

Opslaan

getal = afwijkende waarde in doseerschema

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Hier kunt u het aantal tabletten invoeren dat u de afgelopen doseerperiode heeft ingenomen. De dag van vandaag staat in een rode rand. Als u daarmee klaar bent klikt u op **Opslaan**. Het scherm **Overzicht logboek** verschijnt.

6 Overzicht logboek

Digitaal Logboek Portest, P.

Overzicht logboek 30-03-2006 14:18:48

Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol
 Laatste doseerperiode: 20-02-2006 t/m 20-08-2006 (+ 7 tolerantiedagen)
 Laatste INR: 5,6 gemeten op Ma 20-02-2006 om 00:00

Eerste week in beeld is **4 weken terug** ◀◀ Blader 1 of 5 weken ▶▶

	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13
ma	27 feb 06 2	6 mrt 06 2	13 mrt 06 2	20 mrt 06 2	27 mrt 06 2
di	28 feb 06 2	7 mrt 06 2	14 mrt 06 2	21 mrt 06 2	28 mrt 06 2
wo	1 mrt 06 2	8 mrt 06 2	15 mrt 06 2	22 mrt 06 2	29 mrt 06 2
do	2 mrt 06 2	9 mrt 06 2	16 mrt 06 2	23 mrt 06 2	30 mrt 06 2
vr	3 mrt 06 2	10 mrt 06 2	17 mrt 06 2	24 mrt 06 2	31 mrt 06 -
za	4 mrt 06 2	11 mrt 06 2	18 mrt 06 2	25 mrt 06 2	1 apr 06 -
zo	5 mrt 06 2	12 mrt 06 2	19 mrt 06 2	26 mrt 06 2	2 apr 06 -

[Invoeren logboek](#) getal = afwijkende waarde in doseerschema

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Klik hier om een fout te herstellen

In dit scherm ziet u een overzicht van het aantal tabletten dat u in het verleden in het digitaal logboek heeft ingevoerd. Als u een fout ontdekt kunt u onder het schema op [Invoeren logboek](#) klikken. U keert dan terug naar het scherm **Invoeren logboek** en kunt uw invoer aanpassen. Is alles in orde dan kunt u een INR gaan invoeren, klik op [Invoeren INR](#) in de navigatiebalk aan de linkerkzijde van het scherm. Het scherm **Invoeren INR** verschijnt.

7 Invoeren INR

Invoeren INR 30-03-2006 14:21:30

Laatste INR: 3,0 gemeten op Do 30-03-2006 om 14:20

Uw in te voeren INR-meting

Datum meting: 30-03-2006 dd-mm-jjjj

Tijdstip meting: 14:21 Bijvoorbeeld 09:15

INR: Bijvoorbeeld 3 of 2,6

Oude INR meting: Bijwerken van INR uit verleden, er vindt geen controle plaats door de Trombosedienst.

Vermeld hieronder klachten / bloedingen, geplande ingrepen en wijzigingen in uw medicijngebruik die u nog niet hebt gemeld aan de trombosedienst.
Deze informatie is van belang bij het controleren van uw nieuwe doseerschema.
Vermeld bij klachten ook de datum en bij bloedingen, indien van toepassing, de duur.

Eventuele mededelingen:


Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Klaar www.digitaallogboek.nl

U ziet 'Datum meting' de datum en waarde van de laatste INR. Onder deze mededeling ziet u de datum van vandaag. U kunt deze veranderen om bijvoorbeeld INR's uit het verleden in uw logboek op te nemen.

- Klik één keer op het veld 'INR:'
- Voer de INR in;
- Voer eventueel een mededeling in (mbt. bloedingen, ziekte ed). Deze mededelingen worden **altijd** gelezen door de trombosedienst, weest u aub zorgvuldig met het gebruik van deze mogelijkheid en laat het veld leeg als u niets wilt mededelen.
- Klik op **Opslaan**


Het scherm **INR is vastgelegd** verschijnt.



U kunt controleren of de ingevoerde INR correct is. Als de gegevens kloppen kunt u een doseerschema gaan invoeren. Zo niet dan kunt u de INR corrigeren


- Klik op [doseerschema](#) als de INR correct is, u gaat door naar het scherm **Invoeren dosering**;

Klik op [correctie](#) als u de INR wil veranderen, het scherm **invoeren INR** wordt opnieuw getoond. Nadat u de INR gecorrigeerd heeft opent het scherm **Invoeren INR** met een extra keuzemogelijkheid: 'Nieuwe INR' of 'Correctie'.



Als u op dezelfde dag twee keer een INR meet, kiest u voor **Het is een nieuwe INR**. Als u een meting wil corrigeren kiest u voor **Het is een correctie**. Voer uw INR in en klik op **Opslaan**. Het scherm **INR is vastgelegd** verschijnt opnieuw. Klik op [Doseerscherm](#) om een doseerschema in te voeren. Het scherm **Invoeren doseerschema** verschijnt, zie pagina 20.

8 Ingenomen volgens doseerschema



Als u uw logboek niet heeft bijgewerkt en u klikt op [Invoeren INR](#) wordt dit scherm getoond. U moet aangeven of u volgens uw laatste doseerschema heeft geslikt. Klinkt u op '**WEL** volgens doseerschema ingenomen' dan opent het scherm **Invoeren INR** en kunt u een INR invoeren. Klinkt u op '**NIET** volgens doseerschema ingenomen' dan opent het scherm **Invoeren logboek** en moet u uw logboek aanpassen, waarna u alsnog de INR kunt invoeren.

9 Invoeren doseerschema

Trombose digitaal logboek - Mozilla Firefox

Bestand Bewerken Beeld Ga Blgdwyzers Extra Help

https://www.digitaallogboek.nl/zelfdosereren/invoer_doseren.html

Digitaal Logboek Portest, P.

Invoeren doseerschema

30-03-2006 14:33:26

Antistollingsmedicijn: **Acenocoumarol**

Streefgebied: **1,0 - 2,0**

Op twee na laatste INR: **5,2** op 22-11-2005 (gem.dag.dos: 2,00)

Op één na laatste INR: **5,6** op 20-02-2006 (gem.dag.dos: 2,00)

Laatste INR: **3,1** op 30-03-2006

Doseerperiode: 30-03-2006 t/m 12-04-2006

Meetintensiteit: 14 dagen
Tolerantie: 7 dagen

	wk 13	wk 14	wk 15	wk 16
ma	27 mrt	3 apr	10 apr	17 apr
di	28 mrt	4 apr	11 apr	18 apr
wo	29 mrt	5 apr	12 apr	19 apr
do	30 mrt	6 apr	13 apr	20 apr
vr	31 mrt	7 apr	14 apr	21 apr
za	1 apr	8 apr	15 apr	22 apr
zo	2 apr	9 apr	16 apr	23 apr

Gem. dag dosering: Gem. week dosering:

Aanvullende opmerking over dit doseerschema:

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Klaar www.digitaallogboek.nl

De trombosedienst controleert uw doseerschema. Mocht de Trombosedienst besluiten om uw doseerschema aan te passen dan ontvangt u daarvan bericht in uw normale E-mail en in uw logboek.

Hier kunt u de door u bepaalde dagdoseringen invoeren. Het lichtblauwe deel geeft de maximale lengte van de periode tussen twee INR-metingen weer, in dit geval dus 7 dagen. Het kan voorkomen dat u te laat bent met het invoeren van de INR, daarom is er nog een tolerantieperiode waarbinnen u nog een meting kunt invoeren.

- Voer uw dosering in in de velden;

Klik op **Opslaan** om de gegevens op te slaan. Er wordt gevraagd om bevestiging.

De **Homepage** verschijnt, met daarop uw nieuwe doseerschema.

10 Printen doseerschema

Homepage van Portest, P.
30-03-2006 14:58:19
Het doseerschema is opgeslagen

Belangrijke gegevens
Laatste INR: 3,5 gemeten op Do 30-03-2006 om 14:57
Volgend controlebezoek TD: Do 13-04-06
Volgende prikdatum: Do 13-04-06

Meest recente doseerschema
Doseerperiode: 30-03-2006 t/m 12-04-2006
Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol
Doseerschema gemaakt op: 30-03-2006 door Portest, P.
Meetintensiteit : 14 dagen
Tolerantie : 3 dagen

	wk 13		wk 14		wk 15	
ma	27 mrt	-	3 apr	2	10 apr	2
di	28 mrt	-	4 apr	2	11 apr	2
wo	29 mrt	-	5 apr	2	12 apr	2
do	30 mrt	2	6 apr	2	13 apr	2
vr	31 mrt	2	7 apr	2	14 apr	2
za	1 apr	2	8 apr	2	15 apr	2
zo	2 apr	2	9 apr	2	16 apr	-

Opmerking:

Printen informatie dosering

Datum ▲ Tijd Nieuwe berichten van Onderwerp (lezen bericht)

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Klaar [www.digitaallogboek.nl](#)

Klik hier om uw doseerschema af te drukken.

U kunt uw doseerschema afdrukken. Klik op **Printen informatie dosering**. Er opent een nieuw scherm: 'Doseerschema van ...'

https://www.digitaallogboek.nl - Trombose digitaal logboek - Mozilla Firefox

Doseerschema van Portest, P.

Geprint op 30-03-2006 14:59:22

[Print doseerschema](#)

Belangrijke gegevens

Streefgebied: 3,0 - 4,0
 Laatste INR: 3,5 gemeten op Do 30-03-2006 om 14:57
 Volgend controlebezoek TD:
 Volgende prikdatum: Do 13-04-06

Meest recente doseerschema

Doseerperiode: 30-03-2006 t/m 12-04-2006
 Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol
 Doseerschema gemaakt op: 30-03-2006 door Portest, P.

Meetintensiteit : 14 dagen
 Tolerantie : 3 dagen

	wk 13		wk 14		wk 15	
ma	27 mrt	-	3 apr	2	10 apr	2
di	28 mrt	-	4 apr	2	11 apr	2
wo	29 mrt	-	5 apr	2	12 apr	2
do	30 mrt	2	6 apr	2	13 apr	2
vr	31 mrt	2	7 apr	2	14 apr	2
za	1 apr	2	8 apr	2	15 apr	2
zo	2 apr	2	9 apr	2	16 apr	-

Opmerking:

Klik hier om uw doseerschema af te drukken.

Klaar www.digitaallogboek.nl

Klik op **Print doseerschema**, het schema wordt afgedrukt. Sluit het scherm door op het kruisje rechtsboven te klikken. U komt weer in de homepage.

11 Overzichten raadplegen

11.1 Overzicht logboek

Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol
Laatste doseerperiode: 30-03-2006 t/m 12-04-2006 (+ 3 tolerantiedagen)
Laatste INR: 3,5 gemeten op Do 30-03-2006 om 14:57

Eerste week in beeld is **4 weken terug**

	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13
ma	27 feb 06 -	6 mrt 06 -	13 mrt 06 -	20 mrt 06 2	27 mrt 06 -
di	28 feb 06 -	7 mrt 06 -	14 mrt 06 -	21 mrt 06 2	28 mrt 06 -
wo	1 mrt 06 -	8 mrt 06 -	15 mrt 06 -	22 mrt 06 2	29 mrt 06 -
do	2 mrt 06 -	9 mrt 06 -	16 mrt 06 -	23 mrt 06 2	30 mrt 06 2
vr	3 mrt 06 -	10 mrt 06 -	17 mrt 06 2	24 mrt 06 -	31 mrt 06 -
za	4 mrt 06 -	11 mrt 06 -	18 mrt 06 2	25 mrt 06 -	1 apr 06 -
zo	5 mrt 06 -	12 mrt 06 -	19 mrt 06 2	26 mrt 06 -	2 apr 06 -

getal = afwijkende waarde in doseerschema

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Door te klikken in de navigatiebalk kunt u overzichten over uw INR's en logboekgegevens raadplegen.

Digitaal logboek antistolling versie 1.0

Bestand Bewerken Beeld Ga Bladvijzers Extra Help

https://www.digitaallogboek.nl/logboek/bekijken_logboek.html

Digitaal Logboek

Portest, P.

Overzicht logboek

30-03-2006 15:10:09

Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol
Laatste doseerperiode: 15-02-2006 t/m 30-03-2006 (+ 2 tolerantiedagen)
Laatste INR: 3,5 gemeten op Do 18-08-2005 om 10:01

Eerste week in beeld is **4 weken terug** << << Blader 1 of 5 weken >>>

	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13
ma	27 feb 06 1,0	6 mrt 06 1,0	13 mrt 06 1,0	20 mrt 06 1,0	27 mrt 06 1,0 2,0
di	28 feb 06 1,0	7 mrt 06 1,0	14 mrt 06 1,0	21 mrt 06 1,0	28 mrt 06 1,0 3,0
wo	1 mrt 06 0,5	8 mrt 06 0,5	15 mrt 06 0,5	22 mrt 06 0,5	29 mrt 06 0,5 1,0
do	2 mrt 06 1,0	9 mrt 06 1,0	16 mrt 06 1,0	23 mrt 06 1,0 2,0	30 mrt 06 1,0
vr	3 mrt 06 1,0	10 mrt 06 1,0	17 mrt 06 1,0	24 mrt 06 1,0	31 mrt 06 -
za	4 mrt 06 1,0	11 mrt 06 1,0	18 mrt 06 1,0	25 mrt 06 2,0	1 apr 06 -
zo	5 mrt 06 1,0	12 mrt 06 1,0	19 mrt 06 1,0	26 mrt 06 1,0	2 apr 06 -

~~getal~~ = afwijkende waarde in doseerschema

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Invoeren logboek

Klaar [www.digitaallogboek.nl](#)

Als u niet geslikt heeft wat er in het doseerschema stond staat de waarde uit het doseerschema rood doorgestreept in het overzicht en dat wat u wel geslikt heeft in zwart ernaast.

11.2 Overzicht INR

Overzicht INR

Datum	Tijd	INR	Type	Mededeling	Ingevoerd door
18-08-2005	10:01	3,5	Zelfmeting		Portest, P.
10-08-2005	09:56	2,3	Zelfmeting		Portest, P.
09-08-2005	13:46	2,0	Zelfmeting		Portest, P.
02-08-2005	11:35	2,6	Zelfmeting		Portest, P.
21-07-2005	13:55	2,3	Zelfmeting		Portest, P.
11-07-2005	11:12	2,2	Zelfmeting	wwertryut	Portest, P.
09-07-2005	11:11	2,2	Zelfmeting		Portest, P.
06-07-2005	13:03	2,0	Zelfmeting		Portest, P.
24-06-2005	13:32	3,4	Zelfmeting		Portest, P.
23-06-2005	10:09	2,3	Zelfmeting		Portest, P.

Houd de muis even stil boven de mededeling om de volledige tekst te zien.

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Hier ziet u de INR's uit het verleden. U ziet de datum en tijd van invoeren, de hoogte en het type.

12 Berichten versturen en ontvangen

The screenshot shows a web browser window with the URL https://www.digitaallogboek.nl/berichten/bericht_inbox.html. The page title is 'Digitaal Logboek' and the user is logged in as 'Portest, P.'. The main heading is 'Uw Berichten' with a timestamp of '30-03-2006 15:12:41'. There are three navigation links: 'Postvak In', 'Bericht Opstellen', and 'Naar het Archief'. Below these is a table of messages:

Datum tijd	Afzender	Onderwerp (lees bericht)	Prioriteit
30-03-2006 14:55	Trombosedienst Demo	Uw doseerschema is aangepast	-
05-10-2005 09:51	Trombosedienst Demo	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-
05-10-2005 09:34	Trombosedienst Demo	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-
15-07-2005 14:57	Trombosedienst Demo	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-
22-06-2005 14:35	Trombosedienst Demo	Uw doseerschema is aangepast	-
10-06-2005 09:10	Trombosedienst Demo	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-
11-03-2005 16:07	Trombosedienst Demo	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-
03-03-2005 14:07	Trombosedienst Demo	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-

Below the table, there is a note: 'Let op: dit berichtenverkeer is, in verband met de bewaking van uw privacy, uitsluitend te gebruiken voor correspondentie tussen u en uw trombosedienst.' At the bottom right, it says 'Deze website wordt beheerd door Portavita BV'. A callout box with a black border and white background contains the text: 'Klik op het onderwerp om het bericht te openen.' A line from this box points to the subject line of the second message in the table.

Als u op de link [Uw berichten](#) klikt opent het berichtencentrum. Hiervandaan kunt u berichten ontvangen van en sturen naar de trombosedienst en het servicecenter.

U ziet het scherm **Uw berichten**. Daarop staan bovenaan drie links:

- [Postvak in](#)
- [Bericht opstellen](#)
- [Naar het archief](#)

Daaronder staat de lijst met de aan u gestuurde berichten. Als u op het onderwerp klikt opent u het bericht. Als u een bericht heeft geopend krijgt u het scherm **Bericht lezen** te zien.

12.1 Berichten lezen

Klik op [Reageer](#) om het bericht te beantwoorden.


Nadat u het bericht gelezen heeft kunt u drie dingen doen:

- Teruggaan naar de berichtenlijst ([Ga terug](#) het bericht blijft in de lijst staan)
- Het bericht beantwoorden ([Reageer](#) bericht wordt beantwoord en naar het archief verplaatst)

Het bericht archiveren. ([Archiveer](#) bericht wordt naar het archief verplaatst en u keert terug naar de Inbox).

Om het bericht te beantwoorden klikt u op [Reageer](#). Het scherm 'Bericht reageer' verschijnt.

12.2 Reageren op berichten



In dit scherm kunt u uw reactie schrijven. U kunt de prioriteit van het bericht instellen, deze is zichtbaar in het scherm van de ontvanger. Het onderwerp is ingevuld, maar dit kunt u wijzigen. In het grote vlak kunt u uw tekst typen. Door op **Verstuur en archiveer** te klikken verstuurt u het bericht. Het wordt ook uit de inbox gehaald en in het archief geplaatst. Het scherm **Uw berichten** verschijnt weer. Om een bericht op te stellen klikt u op [Bericht opstellen](#). Het scherm **Bericht nieuw** verschijnt.

12.3 Bericht schrijven

Digitaal Logboek Porttest, P.

Bericht nieuw 30-03-2006 15:40:09

Uw vraag betreft : Trombosedienst: gezondheid, zelfmeten, zelfdoseren en andere zaken van medische aard, persoonsgegevens
Service center: werking van het digitale logboek, toegangsgegevens

Prioriteit Normaal Hoog

Onderwerp :

Bijlagen (attachments) zijn niet mogelijk. Alle benodigde achtergrondinformatie is bekend bij uw trombosedienst.

Uw bericht :

Verstuur en archiveer Het bericht wordt verzonden.
Annuleren Het bericht wordt niet verzonden.

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Klaar [www.digitaallogboek.nl](#)

Kies de ontvanger: Trombosedienst of Service center.

Kies de prioriteit; 'Hoog' alleen als er onmiddellijk gereageerd moet worden.

Na klikken op de tab [Bericht opstellen](#) verschijnt dit scherm. Hier kunt u berichten sturen naar het servicecenter (technische vragen) of de trombosedienst (medische vragen).

- Klik op 'trombosedienst' of 'service center'.
- Kies de prioriteit: 'Hoog' als er een onmiddellijke reactie vereist is;
- Schrijf uw bericht en klik op **Verstuur en archiveer**.

Uw bericht wordt in het archief geplaatst zodat u het later nog kunt teruglezen.

12.4 Het archief

The screenshot shows a web browser window titled 'Trombose digitaal logboek - Mozilla Firefox'. The address bar shows 'https://www.digitaallogboek.nl/berichten/bericht_archief.html'. The page content includes a navigation menu on the left with links like 'Homepage', 'Invoeren logboek', 'Overzicht logboek', 'Mijn berichten', 'Mijn gegevens', 'Mijn wachtwoord', 'CoaguChek XS', 'Contact', 'Voorwaarden', and 'Uitloggen'. The main area is titled 'Uw berichten' and shows a table of messages. The table has columns for 'Datum tijd', 'Afzender', 'Geadresseerde', 'Onderwerp (lees bericht)', and 'Prioriteit'. The 'Onderwerp' column contains several links, with the one 'Uw doseerschema is door de trombosedienst goedgekeurd' circled in red. A callout box with an arrow points to this circled link, containing the text 'Klik op het onderwerp om een bericht te openen.' The status bar at the bottom shows 'Klaar' and 'www.digitaallogboek.nl'.

Datum tijd	Afzender	Geadresseerde	Onderwerp (lees bericht)	Prioriteit
11-07-2005 11:12	Portest, P.	Trombosedienst Demo	Bericht bij INR	-
23-06-2005 10:11	Portest, P.	Service center	e	-
27-05-2005 11:52	Portest, P.	Trombosedienst Demo	Bericht bij INR	-
03-03-2005 14:08	Portest, P.	Trombosedienst Demo	Dit is een mededeling op 3-3-2	-
03-03-2005 14:07	Trombosedienst Demo	Portest, P.	De trombosedienst heeft een nieuw doseerschema voor u gemaakt	-
03-03-2005 14:05	Portest, P.	Trombosedienst Demo	testbericht voor Dimitria	-
31-01-2005 12:26	Trombosedienst Demo	Portest, P.	Uw doseerschema is door de trombosedienst goedgekeurd	-

Het archief bevat een lijst van alle berichten die door u zijn geschreven of ontvangen, gesorteerd op datum van ontvangst of verzenden. De lijst werkt hetzelfde als bij **Postvak in**: klikken op het onderwerp opent het bericht.

13 Uw gegevens

Digitaal Logboek Portest, P.
30-03-2006 15:43:08

Persoonlijke informatie

De onderstaande gegevens zijn bekend bij uw trombosedienst. Zijn deze gegevens onjuist of wilt u uw gegevens wijzigen, neem dan contact op met uw [trombosedienst](#).

Persoonsgegevens

Naam: Portest, P.	Voornaam:
Geboortedatum: 12-05-1987	Man/Vrouw: Vrouw
Adres: Klaverstraat 45	Woonplaats: AMSTERDAM
Postcode: 4587JJ	Telefoonnummer: 0245454564
Land: NEDERLAND	Mobiel nummer: 06-05454646
E-mail: inge.gessel@portavita.nl	

Behandelgegevens

Antistollingsmedicijn: Acenocoumarol	Streefgebied: 2,5 - 3,5
Meetintensiteit: 14 dagen	Tolerantie: 2 dagen
Volgend controlebezoek TD:	Volgende INR verwacht op:

Medicijnen

Medicijnen	Omschrijving	Startdatum gebruik	Einddatum gebruik
------------	--------------	--------------------	-------------------

Medische contactpersonen

Trombosedienst: Trombosedienst Demo
Prikpunt:
Huisarts: DRS LMF VAN BERGEN
Behandelend arts: JP VAN DEN BERG
Apotheek:

Contactpersoon in noodsituaties

Naam:	Mobiel nummer:
Telefoonnummer:	

Verzekering

Verzekeraar:	Polisnummer:
---------------------	---------------------

Deze website wordt beheerd door [Portavita BV](#)

Klaar [www.digitaallogboek.nl](#)


Op deze pagina kunt u uw gegevens inzien. U kunt ze niet zelf veranderen. Als u iets wilt veranderen kan dat door het versturen van een bericht naar de trombosedienst.

14 Wachtwoord wijzigen

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the 'Wijzigen wachtwoord' (Change password) page of the 'Trombose digitaal logboek' application. The page title is 'Wijzigen wachtwoord' and the user is identified as 'Portest, P.' with a timestamp of '30-03-2006 15:45:54'. The page content includes instructions: 'U kunt hier uw huidige wachtwoord wijzigen. Typ in onderstaande velden uw nieuwe wachtwoord tweemaal in.' (You can change your current password here. Type your new password twice in the fields below.) and 'Uw gebruikersnaam: portest1' (Your username: portest1). There are two input fields for the new password, with the first one highlighted by a yellow box. Below these fields is a button labeled 'Opslaan nieuw wachtwoord' (Save new password). A footer note states 'Deze website wordt beheerd door Portavita BV' (This website is managed by Portavita BV).

Hier kunt u desgewenst uw wachtwoord wijzigen. U moet het twee keer invoeren, om spelfouten te voorkomen.

15 Contact



Via de link [Contact](#) kunt u een bericht versturen naar de trombosedienst of het servicecenter. Het scherm werkt hetzelfde als het scherm 'Bericht nieuw' in het berichtencentrum.

- Klik op 'trombosedienst' of 'service center'.
- Kies de prioriteit: 'Hoog' als er een onmiddellijke reactie vereist is;
- Schrijf uw bericht en klik op **Verstuur en archiveer**.

Uw bericht wordt in het archief geplaatst zodat u het later nog kunt teruglezen.

16 Voorwaarden

Digitaal Logboek Porttest, P. 30-03-2006 15:50:13

[Ga terug](#)

Voorwaarden

Deze site is opgezet met als doel u te ondersteunen in de communicatie met uw zorgverlener. Hij wordt u aangeboden door uw zorgverlener ter ondersteuning van uw controle en behandeling.

Deze site verandert niets aan de relatie tussen u en uw zorgverlener. Zij biedt u uitsluitend een extra mogelijkheid om te communiceren met uw zorgverlener. Melding via deze site hoeft niet direct te resulteren in een reactie van uw zorgverlener, daarom wordt u geadviseerd in urgente gevallen telefonisch contact op te nemen met uw zorgverlener.

Indien u gegevens bewaart via deze site, wordt u geadviseerd om regelmatig afdrukken te maken van de voor u belangrijke pagina's, zodat u te allen tijde over de juiste informatie kunt beschikken.

Deze site kan onverhoopt, tijdelijk niet bereikbaar zijn. In dat geval kunt u er vanuit gaan dat alles in het werk wordt gesteld om de site zo spoedig mogelijk te herstellen. In die periode kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverlener.

U kunt informatie van deze site bewaren en/of afdrukken voor uw persoonlijk gebruik. U mag de informatie niet bewerken of gebruiken voor commerciële doeleinden.

De indeling van de site kan te allen tijde en zonder melding vooraf gewijzigd en/of aangepast worden.

Indien u van mening bent dat de gepresenteerde informatie niet correct is dient u direct contact op te nemen met uw zorgverlener.

Deze service wordt u aangeboden door uw zorgverlener en wordt beheerd door Portavita B.V.

Uitgangspunten voor de omgang van de persoonsgegevens

1. Deze site zal worden opgezet en beheerd in lijn met de wet bescherming persoonsgegevens en de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens.
2. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal uiterst zorgvuldig te werk worden gegaan. Er zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van die gegevens die relevant zijn voor een optimale dienstverlening.
3. Vastgelegde gegevens zijn beschikbaar voor uw behandelende zorgverleners. U heeft de mogelijkheid om zorgverleners te autoriseren voor inzage in uw persoonsgegevens, of hen die autorisatie te ontnemen. Dit met uitzondering van uw hoofdbehandelaar. Deze zal te allen tijde toegang dienen te behouden tot uw gegevens.
4. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij:
 - Dat voortvloeit uit verplichtingen die jegens u zijn aangegaan
 - Dat noodzakelijk is voor statistische rapportages door uw zorgverlener aan de overheid of overkoepelende medische instanties.
 - Dat voortvloeit uit de wet
5. Verwerking van medische persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats onder verantwoordelijkheid van medisch personeel. Zij zijn uit hoofde van hun beroepsgeheim gebonden aan geheimhoudingsplicht.
6. Op verzoek en na voldoende legitimatie ontvangt u een overzicht van de verwerkte persoonlijke gegevens. Bij eventuele onjuistheden kunt u uw gegevens laten aanpassen.


Deze website wordt beheerd door [Portavita B.V.](#)

Klaar www.digitaallogboek.nl

Klik op [Ga terug](#) om terug te keren naar het vorige scherm.

Deze link opent de pagina met de algemene voorwaarden voor gebruik van de site en de privacyverklaring van Portavita. Neem even rustig de tijd om deze door te lezen zodat onduidelijkheid op dit gebied wordt voorkomen.

17 Uitloggen



Als u op de link [Uitloggen](#) in de navigatiebalk klikt verschijnt dit scherm. Als u hier op [Opnieuw inloggen](#) klikt verschijnt de inlogpagina opnieuw.

